

Give your life a **go**!

Instrucciones para medir el brazalete Cathego



Cathego brazalete

Para determinar la talla correcta, mida la circunferencia del brazo en los puntos marcados en la imagen 1 con una cinta métrica por debajo de la axila (imagen 2) y por encima del codo (imagen 3).



En caso de duda, elija la talla más pequeña.

Si nota una gran diferencia entre la circunferencia del brazo en la parte superior del brazo (Fig. 2) y en la parte inferior del brazo (Fig. 3), de modo que ninguna de las tallas se ajusta a la parte superior (Fig. 2) e inferior (Fig. 3) al mismo tiempo, el Cathego no es adecuado

El brazalete Cathego no debe apretar demasiado y oprimir el brazo, ni quedar demasiado suelto y resbalar..